



330264



330264

Mamograf

Carbón Activado al 4%

suspensión inyectable

**INDUSTRIA ARGENTINA
VENTA BAJO RECETA**

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA

Cada ml contiene:

Carbón Activado40,0 mg
Exc. (Cloruro de Sodio, Tween 80, Agua Destilada) c.s.

UTILIDAD

La marcación prequirúrgica en patologías mamarias es de suma importancia ya que debe contarse con reparos confiables y fáciles de encontrar por el cirujano. El carbón activado permite una marcación, bajo guía radiológica o ecográfica, de gran precisión a los efectos del acto quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS

- La suspensión de carbón activado es un elemento inerte que permite el reparo de lesiones mamarias, siendo preciso, sencillo y rápido como técnica.
- A diferencia de otros marcadores no presenta riesgo de difusión alejada de la lesión conforme transcurre el tiempo desde su aplicación lo cual permite diferir en días (e incluso semanas) la cirugía posterior si esto es necesario.
- No requiere de incisión en la piel ni de anestesia.
- No interfiere con la determinación de parámetros biológicos como, por ejemplo, receptores de estrógenos o progesterona, medidas de ADN y otros.
- Al no ser radioopaco no altera la radiología del espécimen ni la



examinación histopatológica del mismo.

-El carbón es muy bien aceptado por los cirujanos debido a la persistencia del mismo en el organismo pudiendo operar con un margen de tiempo más prolongado -hasta 10 días-

INDICACIÓN

Necesidad de marcación quirúrgica de lesiones mamarias por parte del médico radiólogo o cirujano en la exploración de patologías mamarias.

POSOLOGÍA

Se sugiere la inyección en el tejido mamario perilesional de 0,2 a 0,5 ml según técnica de guía utilizada.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

-Eventual hipersensibilidad a alguno de los componentes.

-Debe tenerse en cuenta la elección del diámetro apropiado de la aguja para la aplicación, por la posible obstrucción debida a partículas de carbón.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 1 y 10 frascos ampollas de 1 ml.

**Agitar enérgicamente antes de usar,
hasta resuspensión total.**

Mantener a temperatura ambiente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Producto de Diagnóstico de "Uso In Vivo"
autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58237

Elaborado en Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178, C1285ABF, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina

Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.



330264

